

Số: /TM-BVĐK

Bắc Kạn, ngày

tháng 12 năm 2022

THƯ MỜI

Báo giá Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ Máy chụp CT GE Brivo 385

Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ Máy chụp CT GE Brivo 385 với các nội dung cụ thể như sau:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn đề nghị nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch tổng hợp trước ngày 06 tháng 12 năm 2022, theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bằng bản giấy:

- Như kính gửi;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuyến

PHỤ LỤC

Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ Máy chụp CT GE Brivo 385

(Kèm theo thư mời số: /TM-BVĐK, ngày 02/12/2022 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn)

Tên thiết bị: Hệ thống máy chụp CT GE Brivo 385 Serial:454332HM8 Model:5858588-2		
STT	Bộ phận kiểm tra, bảo dưỡng	Miêu tả
Kiểm tra bảo dưỡng An toàn và tính hợp lệ		
PM0101	Hệ thống	Kiểm tra nút khẩn cấp
PM0102	Hệ thống	Kt đèn báo x ray, còi báo x ray, nút nhấn abort
PM0103	Hệ thống	Kt các tem cảnh báo
PM0105	Hệ thống	Kt bản ghi các lỗi máy
PM0107	Hệ thống	KT đầu cuối cáp tiếp địa
PM0110	Hệ thống	Phantom check
PM0201	Bàn điều khiển	Kt chức năng intervoice
PM0206	Bàn điều khiển	Kt cáp và đầu cuối cáp nguồn
PM0303	Gantry	Kt các bộ phận và cáp trên gantry có được cố định chắc chắn không
PM0306	Gantry	Kt cố định gantry và đẳng tâm
PM0501	Bàn bệnh nhân	Kt giá đỡ đầu
PM0502	Bàn bệnh nhân	Kt vỏ bàn bệnh nhân
PM0503	Bàn bệnh nhân	Kt kiểm tra hai tấm đệm
PM0504	Bàn bệnh nhân	Kt tiếp giáp tấm đệm với bàn trượt và vỏ bàn bệnh nhân
PM0505	Bàn bệnh nhân	Kt bàn trượt và thanh ray
PM0506	Bàn bệnh nhân	Kt khe gài giá đỡ đầu
PM0507	Bàn bệnh nhân	Kt sensor tiếp xúc
PM0508	Bàn bệnh nhân	Kt nút latch
PM0509	Bàn bệnh nhân	Kt khoá nội bộ bàn bệnh nhân và gantry
PM0513	Bàn bệnh nhân	Kt điểm cố định và đường đẳng tâm
PM0605	XG	Kt an toàn nhiệt đầu đèn + Tra dầu cao áp giải nhiệt
PM0607	XG	Kt các bộ phận

Kiểm tra bảo dưỡng Chất lượng hình ảnh		
PM0104	Hệ thống	Kt hình ảnh
PM0106	Hệ thống	Kt đường cong bộ lọc
PM0109	Hệ thống	Triển khai ảnh
PM0302	Gantry	Clean Mylar ring cover
PM0401	DAS	Kt và làm sạch bề mặt detector
PM0402	DAS	Bộ ổn nhiệt DAS
PM0606	XG	KV, mA check
Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống		
PM0108	Hệ thống	Kt bộ đếm của DAS
PM0202	Bàn điều khiển	Kt và làm sạch các cửa lọc gió
PM0307	Gantry	Mỡ bôi trơn trên trụ đỡ chính
PM0512	Bàn bệnh nhân	Kt mỡ bôi trơn
PM0515	Bàn bệnh nhân	Kt độ căng của dây bàn trượt
PM0602	XG	Kt dầu đầu đèn và điểm nối HV + Tra dầu cao áp giải nhiệt
PM0603	XG	Kt dầu biến thế và đầu nối HV + Tra dầu cao áp giải nhiệt
PM0604	XG	Kt cáp nối HV
PM0702	PDU	Kt đầu cuối cáp
PM0702	PDU	Kt đầu cuối cáp
Function check/ adjustment		
PM0203	Bàn điều khiển	Kiểm tra các quạt
PM0301	Gantry	Kiểm tra số vòng quay của Gantry
PM0305	Gantry	Kiểm tra đèn định vị
PM0308	Gantry	Kiểm tra dây đai
PM0403	DAS	Kiểm tra quạt
PM0511	Bàn bệnh nhân	Kiểm tra dầu rò
PM0514	Bàn bệnh nhân	Kiểm tra quạt
PM0601	XG	Kiểm tra và vệ sinh quạt tản nhiệt bức xạ
PM0701	PDU	Kiểm tra quạt
PM0703	PDU	Kiểm tra điện áp dây

Vệ sinh		
PM0204	Bàn điều khiển	Vệ sinh chuột, đảm bảo độ nhạy di chuyển
PM0205	Bàn điều khiển	Vệ sinh màn hình và bên ngoài bàn điều khiển
PM0304	Gantry	Vệ sinh vỏ Gantry
PM0510	Table	Vệ sinh vỏ bàn và hệ thống trượt